

Kirschkernebad

Material:

- Kirschkerne, Menge je nach Größe des Behälters und der Kinder
- passende Behälter, z.B. Bällebad, große Kiste
- evtl. Material zum Schütten

Altersgruppe: ab 3 Jahre, die Kinder sollten nicht mehr oral aktiv sein

Durchführung:

- Die Kirschkerne werden in einen Behälter gefüllt.
- Das Kind kann zunächst die taktile Erfahrung mit dem Material sammeln. Hierbei entscheidet das Kind wie die Erfahrung aussieht. Das eine Kind fühlt z.B. nur mit den Händen, das andere setzt sich barfuß oder leicht bekleidet in den Behälter.



Erweiterung der Spielidee:

1. Material für Schüttübungen bereitstellen. Dies können Becher, Kellen, Löffel etc. sein.
2. Spielzeug in den Kirschkernen verstecken. Dieses muss ertastet werden und kann nach Kategorien, z. B. Fahrzeuge und Tiere sortiert oder bespielt werden.



Förderbereiche:

- Materialerfahrung
- Farb- und Formwahrnehmung
- Handmotorik und -geschicklichkeit
- Spielfreude und Fantasie
- Selbstwirksamkeit



Quelle: Katharina Möllers